

Omnicell XT

Solutions d'automatisation
du circuit du médicament



Une solution unique et de nombreux outils intégrés



Gestion sécurisée des stocks de médicaments dans les services



Intégration totale dans tous les SIH



Guidage par diode de tous les prélèvements et réapprovisionnements



ARMOIRE




PC EMBARQUÉ AVEC ÉCRAN TACTILE



CONTRÔLE DES PRODUITS



GESTION DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS




RÉSEAU HOSPITALIER




FILAIRE OU SANS FIL

PRÉLÈVEMENT COMMANDE AUTOMATIQUE



TRAÇABILITÉ NUMÉRO DE LOTS FACTURATION

RDP & WEB ACCESS
Depuis n'importe quel PC de l'hôpital



INTERFACES
Livret, réapprovisionnement, inventaire, prescription, patients, utilisateurs...

RAPPORTS & ANALYSE
Email, PDF, Excel, Standard, personnalisé, SQL



RÉAPPROVISIONNEMENT
Pharmacie (PUI), robot, grossiste

Omnicell XT

La nouvelle gamme de solutions
pour médicaments et DM

INNOVATION,
PERFORMANCE
ET RENTABILITÉ



Pour quels besoins ?



Armoires de
dotation de
service MCO



Armoires
de garde ou
d'urgence



Armoires en
complément de
Dispensation
à Délivrance
Nominative



Armoires de
stockage pour
DM/DMS/DMI



Armoires
dédiées aux
stupéfiants



Les points forts Omnicell XT

L'utilisation d'armoires sécurisées permet de réduire les consommations, la iatrogénie médicamenteuse, ses coûts, et d'améliorer la gestion des flux.

La sécurité du patient

BAISSE DES ERREURS

- Guidage par LED, lecteur code barre, et cases verrouillées
- Interface prescription et gestion des traitements personnels
- Imprimante d'étiquettes autocollantes

STOCKS DISPONIBLES

- Commandes automatisées
- Seuils

MEILLEURE OBSERVANCE

Économie

BAISSE DES STOCKS

- Configuration sur mesure

BAISSE DES CONSOMMATIONS

- Commandes automatisées
- Stocks centralisés
- Baisse des péremptions et du coulage

GAIN DE TEMPS GÉNÉRALISÉ

- Sécurisation des produits disponibles
- Renforcement du temps de présence patients
- Suppression des tâches sans valeur ajoutée



« On a amélioré la communication avec les soignants ... on se sent en sécurité au moment du rangement avec le système des diodes lumineuses. »

Farahna Samdjee, Pharmacien Chef de Service, Hôpital André Mignot Versailles

L'efficacité

AU SEIN DE LA PHARMACIE

- Guidage par LED
- Meilleure capacité de stockage
- Réapprovisionnements planifiés et organisés
- Baisse des bons d'urgence
- Plus de problème de clefs
- Meilleure gestion des stupéfiants
- Baisse des péremptions et du coulage
- Meilleure relation inter-services

AU SEIN DES SERVICES

- Guidage par LED
- Plus de commande manuelle
- Produits toujours disponibles
- Meilleure gestion des stupéfiants
- Satisfaction des utilisateurs
- Accès rapide et facile
- Lecteur codes Datamatrix

INTÉGRATION SI

- Interfaces et reporting

INTÉGRATION ARCHITECTURALE

- Faible empreinte au sol
- Forte capacité de stockage
- Configuration sur-mesure
- Durabilité (clapets en métal)

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Conformité en terme de sécurité et de traçabilité

Les plus

MEILLEURE GESTION FINANCIÈRE

- Contrôle des budgets, reportings et interfaces

MEILLEURE IMAGE

- Vision innovante
- Centrée sur la sécurité du patient

Retours d'expérience

Aspect économique



BAISSE DES DÉPENSES

jusqu'à 30% **
22% en Réanimation,
30% en SI Neurovasculaire *



BAISSE DES PÉREMPTIONS

15 000€/an pour 30 lits **



BAISSE DU STOCK

jusqu'à 50% **



GAIN DE TEMPS DANS LA GESTION DE STOCK

Pour 30 lits : 14h/Jour pour les services" **

RÉANIMATION :

85% de temps pour la gestion des stupéfiants*

75% de temps pour la gestion hors stupéfiants*

Les médicaments et dispositifs médicaux sont le 2ème poste de dépenses soit **25 à 30%** du budget total d'un CHU.***



Télécharger le Livre blanc,
Les Echos

* Hôpital André Mignot - Versailles - F. Samdjee.

** CHU Grenoble - Claire Chapuis - "Automated drug dispensing systems in the intensive care unit : a financial analysis"

*** Enjeux et opportunités de la digitalisation-automatisation du circuit du médicament. Les Echos



Omnicell XT

Module informatique avec écran plus grand et plus précis (15 pouces), sous Windows 10, intégrant OmniExplorer (visualiser le stock des autres armoires pour un produit).

Prêt pour intégrer les nouvelles technologies (Bluetooth, RFID)

Système électronique «Starbus» pour une adaptabilité continue des armoires aux innovations technologiques.

Imprimante d'étiquettes autocollantes.

Connexions sans fil avec le bac de retour et frigo.

Caractéristiques et options

La gamme de produits Omnicell vous garantit une réponse adaptée aux besoins de votre service ou de votre établissement. Où que vous soyez, gérez vos produits (service, urgences, blocs, réanimation, ...).

Les armoires Omnicell se présentent en 1/2, 1, 2 et 3 colonnes principales (incluant écran tactile et PC embarqué) et en structures auxiliaires à ajouter selon le besoin.

Les armoires



TABLE-TOP

H : 65 cm
L : 67 cm
P : 69 cm



DEMIE COLONNE

H : 135 cm
L : 67 cm
P : 69 cm



SIMPLE COLONNE

H : 197 cm
L : 67 cm
P : 69 cm



DOUBLE COLONNE

H : 197 cm
L : 131 cm
P : 69 cm



TRIPLE COLONNE

H : 197 cm
L : 195 cm
P : 69 cm

- **Élimine les erreurs de saisie** ou de process manuel
- **Permet de tracer les médicaments** partout dans l'hôpital
- **Réduit le risque d'erreur de produit**
- **Améliore la gestion de stock** et réduit les coûts
- **Permet les réapprovisionnements automatiques**
- **Crée des flux et des organisations** plus rationnelles et plus efficaces

Les structures auxiliaires



SIMPLE COLONNE



DOUBLE COLONNE



TRIPLE COLONNE

Les tiroirs et étagères



GUIDAGE PAR DIODE = SÉCURITÉ + RAPIDITÉ



Tiroir de 6 compartiments verrouillés double hauteur



Tiroir de 18 compartiments verrouillés simple hauteur



Tiroir de 10 compartiments verrouillés simple hauteur



Tiroir matriciel à diodes de 1 à 24 cases double hauteur




Tiroir de 27 compartiments verrouillés simple hauteur



Tiroir de 36 compartiments verrouillés simple hauteur



Tiroir matriciel à diodes de 1 à 48 cases simple hauteur



Étagères transparentes ou opaques

Les options

Options D'accès

La connexion se fait par un mot de passe ou une empreinte digitale. Chaque accès à une armoire, une zone ou une catégorie de produit peut être paramétré selon l'utilisateur.




Traitements personnels

Omniceil gère les traitements personnels en les plaçant dans un emplacement dédié à un numéro de chambre ou de lit.



Kits

Dans le système Omnicell vous pouvez définir une liste de produits stockés comme des "kits", ils pourront donc être prélevés d'un seul clic. Ils sont utilisés pour aider les infirmier(e)s pour des reconstitutions ou des DM prélevés systématiquement ensemble.



Omniceil FlexLock

Le système de contrôle d'ouverture FlexLock se fixe sur votre réfrigérateur, il dispose également d'une sonde de température intégrée (alertes paramétrables).



Bac de retour externe

Il peut être demandé aux utilisateurs d'effectuer le retour d'un produit non utilisé dans un bac de retour externe à accès contrôlé. Ces retours doivent être suivis par la pharmacie.




Imprimante d'étiquettes

Avec l'imprimante d'étiquettes autocollantes, vous pouvez imprimer directement depuis l'armoire. Tout produit ou préparation peut être étiqueté avec les détails du produit, du patient ainsi qu'un code barre pour sécuriser l'identification.



Dispensation et alertes

Omniceil peut afficher les informations relatives aux allergies de chaque patient. Il est également possible de créer des alertes de dispensation pour afficher un message lors du prélèvement ou du réapprovisionnement.



Lecteur code barre SafetyStock

Le SafetyStock impose aux utilisateurs de scanner le code barre du produit lors du prélèvement ou du réapprovisionnement. Cela permet un prélèvement sécurisé des produits à haut risque (potassium par exemple), d'éviter les risque d'erreur lors du réapprovisionnement et de tracer les numéros de lots au prélèvement.



Interface & interoperabilité

Importer et exporter des données fait partie intégrante de notre mission. Omnicell a son propre outil d'interface (+ de 6 000 interfaces opérationnelles dans le monde) et utilise les standards existants pour la gestion de patients, des utilisateurs, des stocks, des prescriptions et des consommations.

- Gestion de patient
- Demande de réapprovisionnement automatique (vers le magasin ou un robot)
- Retour de réapprovisionnement automatique
- Livret thérapeutique
- Prescription



Copilote, Pharma, Phedra/Genois, Pastel, SAP, Cristalnet, ...

Chaque solution, que ce soit une armoire, un PC ou un outil mobile, se connecte simplement au réseau de votre établissement (avec ou sans fil) pour communiquer avec le logiciel de supervision Omnicell. Nous pouvons fournir l'application sur un serveur, en cloud ou en virtualisation.

Intégration de la prescription informatisée



Pour un système plus sûr et efficace, les armoires reçoivent directement les prescriptions nominatives par « interfaces ».

Il suffit de sélectionner le patient pour voir les prescriptions. Les médicaments sont identifiés par type, fréquence et voie d'administration.

Données et rapports

Les utilisateurs habilités peuvent accéder au reporting sur plusieurs années depuis n'importe quel PC de l'établissement. Nos outils de reporting vous permettent de maximiser vos économies. Des rapports standards peuvent être édités en quelques clics seulement. Ils peuvent être exportés ou envoyés par mail aux formats PDF ou Excel ; ils sont également programmables. L'éditeur de rapports personnalisés FoxFire vous permet de créer n'importe quel rapport de n'importe quelle donnée récupérée et stockée dans les systèmes Omnicell.

- Rapport de rupture de stock
- Rapport d'inventaire
- Rapport de produits utilisés
- Relevé nominatif de prélèvement de stupéfiant
- Rapport d'activité infirmier
- Rapport d'écart de stock



4 étapes


pour améliorer la sécurité et la traçabilité des produits de santé

Pour plus de rapidité et de sécurité, le système de diodes de guidage indique directement la zone et l'emplacement du produit dans l'armoire.


Pour vous aider à optimiser au mieux vos stocks le système fournit un historique complet et gère les demandes de réapprovisionnement automatiquement.



ETAPE 1
S'IDENTIFIER



ETAPE 2
CHOISIR LE PATIENT



ETAPE 3
CHOISIR LE/S PRODUIT/S



ETAPE 4
PRÉLEVER LE/S PRODUIT/S




Chaque année, un établissement hospitalier dépense des millions d'euros en produits de santé. Les hôpitaux conservent des semaines, voire des mois, des stocks de médicaments qui se périment ou se perdent. Inventaires et commandes manuels, ruptures de stocks, tout cela est chronophage avec une incidence significative sur la santé des patients.

La gamme d'armoires sécurisées Omnicell vous offrira plus de sécurité couplée à une meilleure gestion des produits, et vous permettra de réaliser des économies significatives, baisse des consommations, des bons d'urgence, commande de produits automatisée, ...

Les solutions d'automatisation Omnicell répondent aux besoins de chaque service et de chaque établissement et gèrent aussi bien les médicaments que les dispositifs médicaux.

Service et Support Client

- **HOT LINE et SAV** en France
- **Prise en main à distance** du matériel
- **Maintenance préventive**
- **Maintenance curative sur site 5/7j délai d'intervention sous 24H**
- **Prise en charge express** des problèmes urgents
- **Aucune sous-traitance**



Ils nous font confiance

Plus de 30000 armoires réparties dans plus de 7000 établissements à travers le monde.



Plus de 1000 armoires en France avec une grande variété de configurations :

- armoire de garde
- armoire de service
- armoire de DM au bloc opératoire
- armoire de stups

Une équipe de spécialistes hospitaliers Omnicell pour vous accompagner


- Pharmaciens conseil
- Pharmacien et spécialistes opération
- Préparateurs
- Informaticiens réseaux

 Omnicell® + de 25 ans d'innovations



1997





Votre métier change, évoluez avec lui.



T + 33 3 88 59 44 44

info@omnicell.fr

www.omnicell.fr